

PRODUKT INFORMATION

Proteinase K aus *Tritirachium album*

Art.-Nr. 33752

Produktbeschreibung:

Allgemeines Proteinase K¹ ist eine unspezifische Serinprotease mit einem weiten Aktivitätsspektrum. Das Enzym zeigt einen hohen Grad an Sequenzhomologie mit der Subtilisin-Familie von Proteinasen. Es hat eine starke Aktivität gegenüber nativen und auch denaturierten Proteinen. Proteinase K hat keine ausgeprägte Spaltungsspezifität. Vorwiegend wird die Peptidbindung benachbart zu Carboxylgruppen aliphatischer und aromatischer Aminosäuren mit blockierten Aminogruppen gespalten.

Applikation

- Isolation hochmolekularer DNA
- Isolation von Plasmid- und genomischer DNA
- Isolation von RNA
- Inaktivierung von RNase- und DNase-Aktivitäten
- Strukturanalysen von Membranen² und Human IgM³

Eigenschaften

- Lyophilisat, Aktivität: Min. 8 DMC-U/mg* (min. 30 milliAnson U/mg**)
- DNase- und RNase-Aktivität nicht nachweisbar
- Molekulargewicht (M_r): 28390¹ (AA-Sequenz); 28500 (SDS-PAGE), Isoelektrischer Punkt (pI): 8,9⁴
- pH-Bereich: 7,5 – 12,0⁴

Stabilität und Lagerung Hohe thermale Stabilität, besonders in Gegenwart von Ca²⁺. Autolyse kann bei alkalischen pH-Werten auftreten, unterdrückbar durch Ca²⁺-Ionen. Das Enzym wird bei saurem pH fortschreitend und irreversibel denaturiert. Im Aufbewahrungspuffer (20 mM Tris-HCl, pH 7,4, 1 mM CaCl₂, 50 % Glycerin) bei 4 °C oder -20 °C ist es sehr stabil. Wir empfehlen als Lagertemperatur -20 °C.

Aktivierung Für die Aktivierung wird 1 – 5 mM Ca²⁺ benötigt. Die Aktivität wird durch Inkubation bei erhöhten Temperaturen (z.B. 50 °C) verstärkt

Inhibition Diisopropylfluorophosphat, Phenylmethylsulfonylfluorid² und Quecksilberionen. Proteinase K wird durch Metallkomplexbildner und Sulfhydrylinhibitoren nicht gehemmt.

Reaktionsbedingungen Für Nukleinsäurenpräparation wird eine Konzentration von 50 – 200 µg/mL Proteinase K bei pH 7,5 – 8,0 und 37 °C eingesetzt. Die Inkubationszeiten variieren von 30 Minuten bis 18 Stunden.

*Einheitendefinition: 1 DMC-unit katalysiert die Spaltung von 1 Mol Peptidbindung von Dimethylcasein pro Minute bei 25 °C, pH 7,0, bezogen auf das Auftreten neuer terminaler Aminogruppen

**1 milliAnson U ist definiert als die Menge an Enzym, die Folin-positive Aminosäuren und Peptide entsprechend einem µmol Tyrosin unter Testbedingungen in 1 Minute bei Verwendung von Hämoglobin als Substrat freisetzt.

¹Betzel, C., Pal, G.P. and Saenger, W. (1988) Eur. J. Biochem. 178, 155-171.

²Brdiczka, D. and Krebs, W. (1973) Biochim. Biophys. Acta 297, 203-212.

³Jehanli, A. and Hough, D. (1985) Molec. Immun. 22, 557-66.

⁴Ebeling, W., Hennrich, N., Klockow, M., Metz, H., Orth, H.D and Lang, H. (1974) Eur. J. Biochem. 7, 91-97.

Version 10/23