

SERVA

Markthalle

September – Dezember
2016

SDS PAGE

bis zu
35%



Western Blotting

bis zu
30%



bis zu
45%



DNA/RNA-
Elektrophorese

Geldokumentation

bis zu
20%



Jetzt neu am Start:
www.serva.de

SDS PAGE

Western Blotting

DNA/RNA-Elektrophorese

Geldokumentation

Die neue SERVA-Website

Fertiggele und Reagenzien für die SDS PAGE

PRiME™-Pakete für die Minigel-SDS PAGE



- Fertiggele (Kassettenformat 10 x 10 cm x 0,7 cm) für die hochauflösende SDS PAGE
- Bis zu 12 Monate haltbar für langfristige Vorratsplanung
- Fertiggele, Puffer und Vertikalkammer – Im Paket kaufen und sparen!

- 25%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
43296.01	SERVAGE™ Package 20 Buffer, bestehend aus: 2x 10 SERVAGE™ TG PRiME™-Gelen Ihrer Wahl*, 2 L Laemmli-Laufpuffer (10x) sowie 20 ml Laemmli-Probenpuffer (2x)	1 Paket	309,00 €	231,75 €
43297.01	SERVAGE™ Package 20 Chamber, bestehend aus: 2x 10 SERVAGE™ TG PRiME™-Gelen Ihrer Wahl*, BlueVertical PRiME™-Vertikalkammer	1 Paket	990,00 €	742,50 €
43283.01	SERVAGE™ Package 20 Total, bestehend aus: 2x 10 SERVAGE™ TG PRiME™-Gelen Ihrer Wahl*, 2 L Laemmli-Laufpuffer (10x) sowie 20 ml Laemmli-Probenpuffer (2x), BlueVertical PRiME™-Vertikalkammer	1 Paket	1.059,00 €	794,25 €



* Fertiggel-Typ	15 wells	12 wells	10 wells	2D well
SERVAGE™ TG PRiME™ 8 %	43284.01	43260.01	43261.01	-
SERVAGE™ TG PRiME™ 10 %	43285.01	43263.01	43264.01	-
SERVAGE™ TG PRiME™ 12 %	43286.01	43266.01	43267.01	43268.01
SERVAGE™ TG PRiME™ 14 %	43287.01	43269.01	43270.01	43271.01
SERVAGE™ TG PRiME™ 4 - 12 %	43288.01	43273.01	43274.01	-
SERVAGE™ TG PRiME™ 4 - 20%	43289.01	43276.01	43277.01	-
SERVAGE™ TG PRiME™ 8 - 16 %	43290.01	43279.01	43280.01	43281.01




Proteinmarker

- Gebrauchsfertige Proteinstandards, ungefärbt oder vorgefärbt

- 30%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
39248.01	SERVA Unstained Protein Standard II	500 µl	85,00 €	59,50 €
39257.01	SERVA TripleColor Protein Standard II	500 µl	139,00 €	97,30 €
39258.01	SERVA TripleColor Protein Standard III	500 µl	139,00 €	97,30 €
39259.01	SERVA Pink Color Protein Standard II	500 µl	139,00 €	97,30 €




Quick Coomassie® Stain

- Proteingele in nur 15 Minuten in einem Schritt färben
- 1 Jahr bei Raumtemperatur haltbar

- 20%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
35081.01	Quick Coomassie® Stain	1 L	125,00 €	100,00 €



SDS Pellets

- Staubfreies Abwiegen von SDS dank Pelletform

- 20%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
20765.03	Dodecylsulfate-Na-Salt in Pellets	1 kg	58,00 €	46,40 €



Acrylamid-Lösungen

- Kein Abwiegen von toxischem Acrylamidpulver
- Beste Qualität vom führenden Hersteller von PAA Gelen in Deutschland

- 35%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
10680.02	Acrylamide/Bis Solution 40 % w/v 29:1	4 x 500 ml	100,00 €	65,00 €
10681.02	Acrylamide/Bis Solution 40 % w/v 37,5:1	4 x 500 ml	100,00 €	65,00 €
10687.02	Acrylamide/Bis Solution 30 % w/v 29:1	4 x 500 ml	93,00 €	60,45 €
10688.02	Acrylamide/Bis Solution 30 % w/v 37,5:1	4 x 500 ml	93,00 €	60,45 €



SERVA

Bestellen Sie per Telefon (+49 6221 13840-46), per Fax (-10), per E-Mail (order@serva.de) oder über den SERVA Online-Shop (www.serva.de). Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Aktionspreise sind gültig bis 31. Dezember 2016. Versandkostenpauschale 15,50 €, ab 125,00 € (netto) frei Haus. Bei Online-Bestellungen unter 125,00 € (netto) entfällt die Versandkostenpauschale von 15,50 € (gültig bis 31.12.2016). Kühllieferungen 4,50 €. Trockeneislieferungen 19,00 €.


Reagenzien und Geräte für Western Blotting

VisiBlot-Proteinstandard für Western Blotting

- 7 ungefärbte Banden mit multiplen IgG-Bindungsstellen zum Antikörper-Nachweis
- 3 vorgefärbte Banden zum Nachweis der Transfereffizienz auf der Blotmembran

- 30%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
39260.01	VisiBlot Standard I	500 µl	225,00 €	157,50 €




Xpress Blotting Kit

- Schneller und effizienter Transfer in nur 15 Minuten
- Mit Blotting-Fleece für besonders gleichmäßigen Transfer

- 30%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
42662.01	Xpress Blotting Kit (80 mm x 85 mm)	1 Kit	57,00 €	39,90 €
42663.01	Xpress NC Blotting Kit (80 mm x 85 mm)	1 Kit	131,00 €	91,70 €
42664.01	Xpress PVDF Blotting Kit (80 mm x 85 mm)	1 Kit	179,00 €	125,30 €




SERVALight HRP Chemilumineszenz-Kits

- Familie von Chemilumineszenz-Substraten für unterschiedliche Anforderungen
- Vega für „Standard“-ECL-Anwendungen ohne Protokolländerung
- Eos und Helios für besondere Ansprüche an Signaldauer und Sensitivität

- 20%

Kat.-Nr.	Produkt	Merkmal	Menge	Preis	Aktionspreis
42588.01			50 ml	30,00 €	24,00 €
42588.02	SERVALight Vega	Für Standardanwendungen	250 ml	114,00 €	91,20 €
42588.03			500 ml	178,00 €	142,20 €
42585.01			50 ml	72,00 €	57,60 €
42585.02	SERVALight Eos	Besonders lang anhaltendes Signal	250 ml	181,00 €	144,80 €
42585.03			500 ml	345,00 €	276,00 €
42587.01			20 ml	95,00 €	76,00 €
42587.02	SERVALight Helios	Besonders hohe Signalstärke	100 ml	407,00 €	325,60 €
42587.03			200 ml	649,00 €	519,20 €




BlueBlot Semi-Dry Blotter

- Kathode und Anode als platinierete Netzelektroden für besonders homogenen Transfer
- Federnd gelagerte Anode für flexible Anwendungen
- Elektrodensets 11 x 11 cm und 17 x 17 cm frei tauschbar
- Stabiles Gehäuse aus Acryl, besonders einfach zu reinigen

- 20%

Kat.-Nr.	Produkt	Blotfläche	Menge	Preis	Aktionspreis
BB-SD11	BlueBlot Semi-Dry Blotter SD 11	11 x 11 cm	1 Stück	1.685,00 €	1.348,00 €
BB-SD17	BlueBlot Semi-Dry Blotter SD 17	17 x 17 cm	1 Stück	1.955,00 €	1.564,00 €
BB-SD26	BlueBlot Semi-Dry Blotter SD 26	24 x 26 cm	1 Stück	2.775,00 €	2.220,00 €



GeneGnome

- Optimiert für die Aufnahme von Chemilumineszenz-Westernblots
- Hochempfindliche, gekühlte Kamera für beste Ergebnisse
- Geringer Platzbedarf

- 20%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
GGNOME-XRQ-NPC	GeneGnome XRQ (4 MP, 16 bit System ohne PC, ohne Monitor)	1 System	9.950,00 €	7.960,00 €



SERVA

Bestellen Sie per Telefon (+49 6221 13840-46), per Fax (-10), per E-Mail (order@serva.de) oder über den SERVA Online-Shop (www.serva.de). Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Aktionspreise sind gültig bis 31. Dezember 2016. Versandkostenpauschale 15,50 €, ab 125,00 € (netto) frei Haus. Bei Online-Bestellungen unter 125,00 € (netto) entfällt die Versandkostenpauschale von 15,50 € (gültig bis 31.12.2016). Kühllieferungen 4,50 €. Trockeneislieferungen 19,00 €.


Reagenzien und Geräte für die DNA/RNA-Elektrophorese

Agarose SERVA Wide Range

- Gelmatrix mit weitem Trennbereich (250 bp - 23.000 bp)
- Ausgezeichnete Löslichkeit

- 45%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
11406.02	Agarose SERVA Wide Range	500 g	175,00 €	96,25 €
11406.03		1 kg	335,00 €	184,25 €




SERVA FastLoad DNA-Standards

- Gebrauchsfertige DNA-Leitern
- Mit Angabe der DNA-Masse je Bande für die Quantifizierung

- 30%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
39315.01	SERVA FastLoad 50 bp DNA Ladder	500 µl	54,00 €	37,80 €
39316.01	SERVA FastLoad 100 bp DNA Ladder	500 µl	54,00 €	37,80 €
39317.01	SERVA FastLoad 1 kb DNA Ladder	500 µl	54,00 €	37,80 €




SERVA DNA Stain Clear G

- Nicht-karzinogene Alternative zu EtBr
- Extinktionsmaxima bei 490 nm, weitere bei 270 nm und 290 nm
- Emissionsmaxima bei 530 nm

- 20%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
39804.01	SERVA DNA Stain Clear G	1 ml	82,00 €	65,60 €
39804.02		5 x 1 ml	360,00 €	288,00 €




BlueMarine™ Submarine-Gelkammer

- In drei Formaten für unterschiedliche Anforderungen erhältlich
- BlueMarine™ HTS mit versetzten Kämmen und 5 cm Laufstrecke für die schnelle Analyse von PCR-Fragmenten etc.
- Langlebige, stabile Gelkammern, hergestellt aus Acryl
- inkl. Geltrays und Kämmen

- 20%

Kat.-Nr.	Produkt	Gelformat	Proben max.	Menge	Preis	Aktionspreis
BM 100	BlueMarine™ 100	10 cm x 10 cm	28	1 Stück	485,00 €	388,00 €
BM 200	BlueMarine™ 200	15 cm x 15 cm und 15 cm x 20 cm	124	1 Stück	725,00 €	580,00 €
BM HTS	BlueMarine™ HTS	17,5 cm x 19,2 cm	102	1 Stück	1.095,00 €	876,00 €



MP 300 V Power Supply

- Netzgerät mit 300 V, 700 mA, 150 W max.
- Volt oder Ampere konstant, Zeitalarm
- 4 x 2 Ausgänge, stapelbar

- 15%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
MP-300V	MP 300 V Power Supply	1 Stück	535,00 €	454,75 €



SERVA

Bestellen Sie per Telefon (+49 6221 13840-46), per Fax (-10), per E-Mail (order@serva.de) oder über den SERVA Online-Shop (www.serva.de). Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Aktionspreise sind gültig bis 31. Dezember 2016. Versandkostenpauschale 15,50 €, ab 125,00 € (netto) frei Haus. Bei Online-Bestellungen unter 125,00 € (netto) entfällt die Versandkostenpauschale von 15,50 € (gültig bis 31.12.2016). Kühltransport 4,50 €. Trockeneislieferung 19,00 €.

Instrumente für die Geldokumentation

Digitales Geldokumentations- und Analysesystem

- Für UV-Durchlicht, Weißlichtdurchlicht- und Weißlichtauflicht-Aufnahmen
- In der Version „basic“ ohne 1D-Auswertesoftware
- UV-Tisch, Weißlichttisch und Weißlichtauflicht sind optional erhältlich

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
DIAS-III-B	Digital Imaging and Analysis System III basic, bestehend aus Kabinett und Kamera	1 System	3.495,00 €	2.796,00 €
DIAS-III-L	Digital Imaging and Analysis System III, bestehend aus Kabinett, Kamera und 1D-Software LabImage L-340	1 System	4.650,00 €	3.720,00 €

- 20%



BlueCube 300

- Ausgestattet mit CCD-Kamera und Zwei-Filter-System
- UV-Transilluminator (310 nm, 18 cm x 14 cm) ist in die Schublade integriert
- Inklusive 1D-Auswertesoftware

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
BC-300	SERVA BlueCube 300	1 System	2.895,00 €	2.316,00 €
BC-300L	SERVA BlueCube 300L (inkl. Laptop)	1 System	3.495,00 €	2.796,00 €

- 20%



SERVA BlueLight Table

- Blaulicht-LED-Transilluminator für Gelgrößen bis 20 cm x 12 cm
- Zum DNA-Nachweis (EtBr, DNA Stain Clear G etc.)

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
BL-T	SERVA BlueLight Table	1 Stück	545,00 €	436,00 €

- 20%



BIO-5000 Plus VIS Gelscanner

- Weißlicht-LED-Scanner für hochauflösende Gel-/Blotdokumentation
- Transmissions- und Reflektionsmodus
- Kurze Scanzeiten, einfache Handhabung

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
BIO-5000P	BIO-5000 Plus VIS Gel Scanner	1 Stück	3.250,00 €	2.762,50 €

- 15%



BIO-1000F Fluoreszenz-Gelscanner

- Gelscanner für Fluoreszenzfarbstoffe wie DNA Stain Clear G
- Nachweisgrenze bei 0,04 ng DNA/Bande
- Blaulicht-LED-Scaneinheit mit Filterglas, Scanfläche 12,7 cm x 17,8 cm

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
BIO-1000F	BIO-1000F Fluorescence Gel Scanner	1 Stück	3.250,00 €	2.762,50 €

- 15%



SERVA


Bestellen Sie per Telefon (+49 6221 13840-46), per Fax (-10), per E-Mail (order@serva.de) oder über den SERVA Online-Shop (www.serva.de). Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Aktionspreise sind gültig bis 31. Dezember 2016. Versandkostenpauschale 15,50 €, ab 125,00 € (netto) frei Haus. Bei Online-Bestellungen unter 125,00 € (netto) entfällt die Versandkostenpauschale von 15,50 € (gültig bis 31.12.2016). Kühllieferungen 4,50 €. Trockeneislieferungen 19,00 €.

Die neue SERVA-Website – Online ab September 2016



Bei SERVA surfen
Scientists
→ Aktuelle Infos und
günstige Preise*!

Große
Online-Umfrage
auf www.serva.de!




- De** **NEU:** Jetzt durchgehend auch in deutscher Sprache
- NEU:** Intuitive Navigation
- NEU:** Online-Shop mit Bestellhistorie für Wiederbesteller
- NEU:** Für PC, Tablet und Smartphone
- Immer aktuell:** Infos zu Produkten, Webinaren, Workshops, Seminaren, Tagungen etc.
- Feiern Sie mit:** Bis Ende 2016 entfällt bei Online-Bestellungen die Versandkostenpauschale!
- Ihre Meinung zählt:** Große Online-Umfrage auf www.serva.de. Gewinnen Sie einen von 20 Einkaufsgutscheinen im Wert von je 150,00 €.

*Gefunden!
Trypsin MS approved

Jetzt in neuer Packungsgröße zu einem attraktiven Preis

- Jede Charge in der MS-Anwendung geprüft
- Besonders rein, besonders stabil
- Modifiziert durch Methylierung
- Aus Schweinepankreas

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis
37286.01	Trypsin MS approved	1x 100 µg	54,00 €



Jetzt unter
info@serva.de
kostenloses Muster
(25 µg) anfordern!

SERVA

Bestellen Sie per Telefon (+49 6221 13840-46), per Fax (-10), per E-Mail (order@serva.de) oder über den SERVA Online-Shop (www.serva.de). Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Aktionspreise sind gültig bis 31. Dezember 2016. Versandkostenpauschale 15,50 €, ab 125,00 € (netto) frei Haus. Bei Online-Bestellungen unter 125,00 € (netto) entfällt die Versandkostenpauschale von 15,50 € (gültig bis 31.12.2016). Kühllieferungen 4,50 €. Trockeneislieferungen 19,00 €.