

PRODUCT INFORMATION

GermDecon

Cat. No.: 34207

PRODUKTBESCHREIBUNG

Desinfektionslösung für Oberflächen und Laborgeräte, wirksam gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen.

Anwendung: GermDecon ist für die Anwendung auf allen Laboroberflächen und –geräten zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen oder Infektionen, speziell bei der Arbeit mit biologischen Proben.

Reinigung von Oberflächen und Laborgeräten:

- Sprühen Sie GermDecon direkt auf die zu desinfizierende Oberfläche bis diese vollständig befeuchtet ist.
 - Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen.
 - **WICHTIG:** GermDecon trocknet rückstandsfrei.
-

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
 - Nicht korrosiv, auf Isopropanolbasis
 - Nicht krebserregend
-

Lagerung Die Lagertemperatur beträgt + 15 °C bis + 30 °C.

Ver. 07/15