

PRODUKT INFORMATION

GermDecon

Art.-Nr. 34207

Produktbeschreibung:

Allgemeines Desinfektionslösung für Oberflächen und Laborgeräte, wirksam gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Nicht korrosiv, auf Isopropanolbasis
- Nicht krebserregend

Lagerung Die Lagertemperatur beträgt + 15 °C bis + 30 °C.

Applikation GermDecon ist für die Anwendung auf allen Laboroberflächen und –geräten zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen oder Infektionen, speziell bei der Arbeit mit biologischen Proben.

Reinigung von Oberflächen und Laborgeräten:

- Sprühen Sie GermDecon direkt auf die zu desinfizierende Oberfläche bis diese vollständig befeuchtet ist.
- Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen.

WICHTIG: GermDecon trocknet rückstandsfrei.

Version 07/24