

SERVA Tris-Tricine/SDS Electrophoresis Buffer (10x)

Cat. No. 42552

Produktbeschreibung:

Allgemein Laufpuffer für die SDS-PAGE, 10x Konzentrat.

Zusammen -setzung	Komponente	Konzentration
------------------------------	------------	---------------

	TRIS	1 M
--	------	-----

	Tricin	1 M
--	--------	-----

	SDS	1 %
--	-----	-----

pH 8,2 ± 0,3

Lagerung Die empfohlene Lagertemperatur ist +15 °C – +30 °C.

Arbeitslösung:

Der Ansatz ist für 1 l 1x Laufpuffer beschrieben.

Zu 100 ml 10x Konzentrat werden 900 ml deionisiertes Wasser gegeben.

Konzentration der Komponenten in der 1x Lösung:

0,1 M TRIS

0,1 M Tricin

0,1 % SDS