

## PRODUKT INFORMATION

YPD Medium, Pulver

Art.-Nr. 48507

### Produktbeschreibung:

**Allgemeines** Ein nahrhaftes allgemeines Wachstumsmedium für die Anzucht und Vermehrung von Hefe<sup>1</sup> auf in der Molekularbiologie.

<b>Zusammen- setzung</b>	<b>Komponente:</b>	<b>Konzentration:</b>
	Trypton	20 g/l
	Hefeextrakt	10 g/l
	Dextrose	20 g/l

**Lagerung** Die empfohlene Lagertemperatur des Pulvers ist +15 °C – +30 °C. Behälter gut verschlossen halten, da das Pulver sehr hygroskopisch ist.

**Lösungs-  
vorschrift** Der Ansatz ist für 1 L Medium beschrieben.

1. 50 g Pulvermedium unter Rühren in 1 Liter dest. Wasser suspendieren.
2. Für 15 Min. bei 121 °C autoklavieren.

<sup>1</sup>Ed. Ausubel et al. (1994), Current Protocols in Molecular Biology, Massachusetts General Hospital & Harvard Medical School

Version 07/24