

SERVA

Markthalle


Juni – August 2025

- BlueVertical™ PRiME™
- SERVAGel™ Fertiggele
- Elektrophorese-Reagenzien
- NZYtech
- Next Advance Inc.



BlueVertical™ System™ – Minigelkammer & Tankblotter

Unser BlueVertical™ PRiME™ System ist modular aufgebaut. Das Gel- und Blotmodul sind tauschbar, so wird ihre Gelkammer im Handumdrehen zu einem Tankblotter. Durch das robuste Design können nur wenige Teile kaputt gehen. Und wenn einmal etwas defekt ist haben wir die passenden Ersatzteile – langlebig und nachhaltig!



Unser Wissen – Ihr Vorteil

Unsere Spezialisten haben eine Kammer entwickelt, die an Robustheit, Qualität und Innovation ihresgleichen sucht. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Elektrophorese kennen wir alle Schwachstellen handelsüblicher Minigelkammern und haben diese eliminiert, z. B. spröder Spritzguss, gerissener Platindraht, Undichtigkeiten, verloren gegangene Klammern oder Schrauben. Die BlueVertical™ PRiME™ ist ein vertikales Minitank-System für selbst gegossene Gele, SERVAGel™ Fertiggele und kommerziell erhältliche Fertiggele mit den äußeren Dimensionen von 10 x 10 x 0,7 cm und Kassettenöffnung am Boden.

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
BV-104	BlueVertical™ PRiME™ Elektrophoresekammer	1 Stück	1.215,00-€	875,00 €
BV-104-B	BlueVertical™ PRiME™ Blotmodul	1 Stück	950,00-€	760,00 €
BV-104-TB	BlueVertical™ PRiME™ Tank Blotter für Minigele	1 Stück	1.300,00-€	1.040,00 €
BP-600-PRI	BluePower 600 PRiME™ Power Supply (600 V, 1000mA, 300 W)	1 Stück	2.000,00-€	1.600,00 €

SPECIAL OFFER

SE260 basic
jetzt nur **650€**

Hoefer®



SDS PAGE Gradientengele

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
43273.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 4 – 12 %, 12 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43274.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 4 – 12 %, 10 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43276.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 4 – 20 %, 12 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43277.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 4 – 20 %, 10 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43279.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 8 – 16 %, 12 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43280.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 8 – 16 %, 10 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43281.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 8 – 16 %, 2D-Tasche	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43288.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 4 – 12 %, 15 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43289.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 4 – 20 %, 15 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43290.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 8 – 16 %, 15 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €

SDS PAGE Homogene Gele

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
43260.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 8 %, 12 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43261.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 8 %, 10 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43263.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 10 %, 12 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43264.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 10 %, 10 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43266.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 12 %, 12 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43267.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 12 %, 10 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43268.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 12 %, 2D-Tasche	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43269.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 14 %, 12 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43270.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 14 %, 10 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43271.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 14 %, 2D-Tasche	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43284.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 8 %, 15 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43285.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 10 %, 15 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43286.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 12 %, 15 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43287.01	SERVAGel™ TG PRiME™ 14 %, 15 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €

Neutrale Gele

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
43220.01	SERVAGel™ Neutral pH 7,4, 12 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43222.01	SERVAGel™ Neutral pH 7,4, 10 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43245.01	SERVAGel™ Neutral HSE, 12 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43246.01	SERVAGel™ Neutral HSE, 10 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43247.01	SERVAGel™ Neutral HSE, 2D-Tasche	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43249.01	SERVAGel™ Neutral HSE, 15 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €
43256.01	SERVAGel™ Neutral pH 7,4, 15 Probenaschen	10 Gele	163,00-€	111,00 €



EXPERTENTIPP

Wir bieten auch Fertiggele für die native PAGE, 2D PAGE und IEF an. Kontaktieren Sie uns, wir helfen gerne.

SERVAGele™ passen auch in diese Kammern: Hoefer Mighty Small SE260, Hoefer miniVE SE300, CBS Scientific DCX-700, Thermo Scientific (OWL) P82 Dual Gel system, Thermo Fisher Xcell II™ und Thermo Fisher XCell SureLock™ (sehr fest; nur ein Gel pro Lauf).

SERVA

Alle Aktionspreise sind gültig bis 31. August 2025.


Bestellen Sie per Telefon (+49 6221 13840-46), per E-Mail (order@serva.de) oder über den SERVA Online-Shop (www.serva.de).

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Versandkostenpauschale 21,00 € – ab 450,00 € (netto) frei Haus, Kühllieferungen 7,50 €, Trockeneislieferungen 25,00 €, Gefahrgutpauschale 45,00 €

Gültig in Deutschland und Österreich.

Elektrophorese-Reagenzien



SDS PAGE Proteinstandards

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
39251.01	SERVA Triple Color Protein Standard I	500 µL	166,00-€	116,20 €
39257.01	SERVA Triple Color Protein Standard II	500 µL	166,00-€	116,20 €
39258.01	SERVA Triple Color Protein Standard III	500 µL	166,00-€	116,20 €
39208.01	Proteintestmischung 4 für SDS PAGE	10 mg	74,00-€	51,80 €
39209.01	Proteintestmischung 5 für SDS PAGE	10 mg	74,00-€	51,80 €
39207.01	Proteintestmischung 6 für SDS PAGE	10 mg	74,00-€	51,80 €
39263.01	SERVA Quadro Color Protein Standard I	500 µL	166,00-€	116,20 €
39264.01	SERVA Quadro Color Protein Standard II	500 µL	166,00-€	116,20 €

Elektrophorese Puffer und Reagenzien

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
42529.01	SERVA Tris-Glycin/SDS-Elektrophoresepuffer (10x)	1 L	42,00-€	29,40 €
42527.01	SERVA Tris-Glycin/SDS Probenpuffer (2x)	20 mL	28,00-€	19,60 €
42552.01	SERVA Tris-Tricin/SDS Elektrophoresepuffer (10x)	1 L	108,00-€	75,60 €
20768.02	SDS-Lösung, 20 %, Elektrophorese-Qualität	500 mL	62,00-€	43,40 €
20768.03	SDS-Lösung, 20 %, Elektrophorese-Qualität	1 L	99,00-€	69,30 €
37196.01	Tris(hydroxymethyl)methylglycin, Elektrophorese-Qualität	100 g	55,00-€	38,50 €
37196.02	Tris(hydroxymethyl)methylglycin, Elektrophorese-Qualität	500 g	201,00-€	140,70 €
23391.01	Glycin, Elektrophorese-Qualität	500 g	39,00-€	27,30 €
23391.02	Glycin, Elektrophorese-Qualität	1 kg	59,00-€	41,30 €
23391.03	Glycin, Elektrophorese-Qualität	5 kg	209,00-€	146,30 €
20771.01	Dodecylsulfat-Na-Salz, Elektrophorese-Qualität	100 g	39,00-€	27,30 €
20771.02	Dodecylsulfat-Na-Salz, Elektrophorese-Qualität	500 g	148,00-€	103,60 €
20765.01	Dodecylsulfat-Na-Salz in Pelletform	100 g	27,00-€	18,90 €
20765.02	Dodecylsulfat-Na-Salz in Pelletform	250 g	50,00-€	35,00 €
20765.03	Dodecylsulfat-Na-Salz in Pelletform	1 kg	167,00-€	116,90 €

Proteinfärbung

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
35050.02	SERVA Blau G	25 g	36,00-€	25,20 €
35050.03	SERVA Blau G	100 g	88,00-€	61,60 €
35051.02	SERVA Blau R	25 g	36,00-€	25,20 €
35051.03	SERVA Blau R	100 g	88,00-€	61,60 €
35072.02	SERVA Violett 17	25 g	36,00-€	25,20 €
35072.03	SERVA Violett 17	100 g	88,00-€	61,60 €
33429.01	Ponceau S	5 g	25,00-€	17,50 €
33429.02	Ponceau S	25 g	45,00-€	31,50 €
33427.01	Ponceau S-Lösung für Elektrophorese (0,2 %)	500 mL	33,00-€	23,10 €

Blotting

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
42662.01	Xpress Blotting Kit für Western Blotting	1 Kit	74,00-€	59,20 €
42661.01	Xpress Blotting Puffer (10x) für Western Blotting	1 L	91,00-€	72,80 €
42555.01	20x SSC Puffer, Molekularbiologie-Qualität	1 L	39,00-€	27,30 €
42558.02	Towbin-Puffer 10X, für Western Blotting	1 L	34,00-€	23,80 €

DNA/RNA Isolation

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
55006.01	NZYMiniprep	50 Säulen	79,00-€	63,20 €
55006.02	NZYMiniprep	2 x 50 Säulen	139,00-€	111,20 €
55006.03	NZYMiniprep	4 x 50 Säulen	209,00-€	167,20 €
55006.04	NZYMiniprep	10 x 50 Säulen	469,00-€	375,20 €
55007.02	NZY Tissue gDNA Isolation kit	50 Säulen	209,00-€	167,20 €
55007.03	NZY Tissue gDNA Isolation kit	4 x 50 Säulen	629,00-€	503,20 €
55008.02	NZY Total RNA Isolation kit	50 Säulen	249,00-€	199,20 €
55008.03	NZY Total RNA Isolation kit	4 x 50 Säulen	935,00-€	748,00 €



NZYtech
genes & enzymes



DNA / RNA Isolation

Effiziente Isolationskits für vielfältige Ausgangsmaterialien.



PCR Produkte

Mastermixe und Enzyme für die quantitative und endpoint PCR.

PCR Produkte

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
55000.01	NZYTaq II 2x Green Master Mix	2x 1,25 mL	49,00-€	39,20 €
55000.02	NZYTaq II 2x Green Master Mix	4x 1,25 mL	91,00-€	72,80 €
55000.03	NZYTaq II 2x Green Master Mix	20x 1,25 mL	392,00-€	313,60 €
55001.01	Supreme NZYTaq II 2x Green Master Mix	2x 1,25 mL	89,00-€	71,20 €
55001.02	Supreme NZYTaq II 2x Green Master Mix	4x 1,25 mL	166,00-€	132,80 €
55001.03	Supreme NZYTaq II 2x Green Master Mix	20x 1,25 mL	723,00-€	578,40 €
55002.01	NZY First-Strand cDNA Synthesis Kit	50 Reaktionen	206,00-€	164,80 €
55002.02	NZY First-Strand cDNA Synthesis Kit	250 Reaktionen	900,00-€	720,00 €
55003.01	NZYSupreme One-step RT-qPCR Probe Master Mix (2x)	2x 1 mL	283,00-€	226,40 €
55003.02	NZYSupreme One-step RT-qPCR Probe Master Mix (2x)	5x 1 mL	577,00-€	461,60 €
55003.03	NZYSupreme One-step RT-qPCR Probe Master Mix (2x)	20x 1 mL	2.078,00-€	1.662,40 €
55004.01	NZYSupreme qPCR Green Master Mix (2x)	2x 1 mL	104,00-€	83,20 €
55004.02	NZYSupreme qPCR Green Master Mix (2x)	5x 1 mL	230,00-€	184,00 €
55004.03	NZYSupreme qPCR Green Master Mix (2x)	20x 1 mL	692,00-€	553,60 €
55005.01	NZYSupreme qPCR Probe Master Mix (2x)	2x 1 mL	104,00-€	83,20 €
55005.02	NZYSupreme qPCR Probe Master Mix (2x)	5x 1 mL	230,00-€	184,00 €
55005.03	NZYSupreme qPCR Probe Master Mix (2x)	20x 1 mL	692,00-€	553,60 €

Ihr Weg zu uns:



Webshop



Infoseite



LinkedIn



Newsletter

BulletBlender®

Die intelligente Kugelmühle für Ihre Proben.

PrecisionPak™

- + Lysekit
- + Extraktionskit
- + Additive
- + Optimiertes Protokoll

Alles in einem Kit!

PrecisionPak™ selection guide



Bullet Blender®

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
BT24M.EU.01	Bullet Blender Storm Pro (1,5 ml Tubes)	1 Stück	7.300,00-€	5.110,00 €
BB24AUPEU.01	Bullet Blender 24 Gold+ (1,5 ml Tubes, Trockeneiskühlung)	1 Stück	13.500,00-€	9.450,00 €

PrecisionPaks™ (50 Reaktionen pro Kit)

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
PP-ADGS-50	PrecisionPak DNA Animal Tissue Soft GATOR Kit	1 Kit	430,00-€	301,00 €
PP-ADGT-50	PrecisionPak DNA Animal Tissue Tough GATOR Kit	1 Kit	440,00-€	308,00 €
PP-ADRS-50	PrecisionPak DNA Animal Tissue Soft RINO Kit	1 Kit	435,00-€	304,50 €
PP-ADRT-50	PrecisionPak DNA Animal Tissue Tough RINO Kit	1 Kit	445,00-€	311,50 €
PP-ARGS-50	PrecisionPak RNA Animal Tissue Soft GATOR Kit	1 Kit	575,00-€	402,50 €
PP-ARGT-50	PrecisionPak RNA Animal Tissue Tough GATOR Kit	1 Kit	585,00-€	409,50 €
PP-ARRS-50	PrecisionPak RNA Animal Tissue Soft RINO Kit	1 Kit	580,00-€	406,00 €
PP-ARRT-50	PrecisionPak RNA Animal Tissue Tough RINO Kit	1 Kit	590,00-€	413,00 €
PP-PDGS-50	PrecisionPak DNA Plant Matter Soft GATOR Kit	1 Kit	380,00-€	266,00 €
PP-PDGT-50	PrecisionPak DNA Plant Matter Tough GATOR Kit	1 Kit	390,00-€	273,00 €
PP-PDRS-50	PrecisionPak DNA Plant Matter Soft RINO Kit	1 Kit	385,00-€	269,50 €
PP-PDRT-50	PrecisionPak DNA Plant Matter Tough RINO Kit	1 Kit	395,00-€	276,50 €
PP-SDGS-50	PrecisionPak DNA Small Organism Soft GATOR Kit	1 Kit	430,00-€	301,00 €
PP-SDGT-50	PrecisionPak DNA Small Organism Tough GATOR Kit	1 Kit	440,00-€	308,00 €
PP-SDRS-50	PrecisionPak DNA Small Organism Soft RINO Kit	1 Kit	435,00-€	304,50 €
PP-SDRT-50	PrecisionPak DNA Small Organism Tough RINO Kit	1 Kit	445,00-€	311,50 €
PP-SRGS-50	PrecisionPak RNA Small Organism Soft GATOR Kit	1 Kit	475,00-€	402,50 €
PP-SRGT-50	PrecisionPak RNA Small Organism Tough GATOR Kit	1 Kit	585,00-€	409,50 €
PP-SRRS-50	PrecisionPak RNA Small Organism Soft RINO Kit	1 Kit	580,00-€	406,00 €
PP-SRRT-50	PrecisionPak RNA Small Organism Tough RINO Kit	1 Kit	590,00-€	413,00 €



Jeden Monat neu. Jetzt registrieren!



SERVA

Alle Aktionspreise sind gültig bis 31. August 2025.

Bestellen Sie per Telefon (+49 6221 13840-46), per E-Mail (order@serva.de) oder über den SERVA Online-Shop (www.serva.de). Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Versandkostenpauschale 21,00 € – ab 450,00 € (netto) frei Haus, Kühllieferungen 7,50 €, Trockeneislieferungen 25,00 €, Gefahrgutpauschale 45,00 € Gültig in Deutschland und Österreich.