

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Polyethylenglycol 40 000	Kat.Nr./Cat.No. : 33139
Polyethylene glycol 40 000	Lot/Contr.No. : 080355

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Molekulargewicht molecular weight		25 000 – 40 000	entspricht corresponds
Aussehen appearance		weiße Schuppen white flakes	entspricht corresponds
Farbzahl color value	APHA 25% in H ₂ O	max. 30	≤ 5
pH	USP/ NF 5% in H ₂ O	5.0 – 7.0	6.2
Wasser (%) water	Ph. Eur.	max. 0.5	0.09
dynam. Viskosität (mPa·s) dynamic viscosity (Höppler)	Ph. Eur. 50% in H ₂ O/20°C	11 000 – 14 000	11 800
Schwermetalle (ppm) heavy metals	Ph. Eur. als/ as Pb	max. 5	≤ 5
Sulfatasche (%) / sulfated ash	USP/ NF	max. 0.1	≤ 0.1
Dioxan (ppm)	Ph. Eur.	max. 1	< 1
Ethylenoxid (ppm)	Ph. Eur.	max. 1	< 1
sauer/alk. reag. Subst. (ml 0.1 M NaOH)	Ph. Eur.	max. 0.1	entspricht corresponds
reduzierende Substanzen reducing substances	Ph. Eur.	entspricht corresponds	entspricht corresponds
Erstarrungspunkt (°C) solidification point	Ph. Eur.	≥ 57	61
Formaldehyd (ppm)	Ph. Eur.	max. 15	6
Retest			01/ 2010
Lagerung (°C) / storage			+15 bis / to +30

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph. Eur. und USP.
 The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph. Eur. and USP .

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 23.06.2015

Dr. H. Volger

B. Göckel

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.