

CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA Unstained Protein Standard IV

Cat.No. : 39250

Lot No. : 230301

| Protein Recombinant | Molecular Weight (kDa) |
|----------------------------|-------------------------------|
| Protein 1 | 200 |
| Protein 2 | 150 |
| Protein 3 | 100 |
| Protein 4 | 85 |
| Protein 5 | 60 |
| Protein 6 | 50 |
| Protein 7 | 40 |
| Protein 8 | 30 |
| Protein 9 | 25 |
| Protein 10 | 20 |
| Protein 11 | 15 |
| Protein 12 | 10 |
| Storage (°C) | -15 to -25 |
| Minimum Shelf Life | 23.04.2025 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 15.03.2023

Dr. Judith Koch

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.