

**ANALYSENZERTIFIKAT**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>DOWEX® 1X8.</b> (20 – 50 mesh), pract.	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> 41080 <b>Lot/Contr.No. :</b> 170835
--	---

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
<b>Aussehen</b> appearance		hellelfenbeinfarbenes bis beiges Korn light ivory-coloured to beige bead	entspricht corresponds
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	105 °C, 3 h	45.0 – 60.0	52.3
<b>Gegenion</b> counter-ion		Cl <sup>-</sup>	entspricht corresponds
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 1.3	1.3
<b>Mindesthaltbarkeit</b> minimum shelf life			18.02.2021
<b>Lagerung (°C)</b> storage			+15 bis/ to +30

**Dieser Artikel kann produktionsbedingt andersfarbige Partikel enthalten.**  
**Diese haben keine Auswirkungen auf die Eigenschaften und die Funktionalität des Produktes.**  
Due to the production process this article can contain differently coloured particles.  
This does not affect the quality characteristics and the functionality of the product.

<p><b>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.</b> <b>Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.</b> We do not guarantee that the product can be used for a special application. This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.</p>
---

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 05.09.2017**

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Christian Monsler

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
This report has been computer generated and does not contain a signature.