

A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|--|
| DOWEX® 1X8 p.A. (100 – 200 mesh) analytical grade | Kat.Nr./Cat.No. : 41101 Lot/Contr.No. : P180267 |
|---|--|

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|---|-------------------|---|---------------------------|
| Aussehen appearance | | elfenbeinfarbenes Korn ivory colored particles | entspricht corresponds |
| Gegenion counter ion | | Cl ⁻ | entspricht corresponds |
| Trocknungsverlust (%) loss on drying | 3 h, 105 °C | 39.0 – 50.0 | 41.8 |
| Kapazität (eq/l) capacity | | min. 1.2 | 1.5 |
| Mindesthaltbarkeit minimum shelf life | | | 14.08.2023 |
| Lagerung (°C) storage | | | +15 bis/ to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 16.08.2018

Christian Monsler

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.