

A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

DOWEX® 50 WX8 p.A. (100 – 200 mesh) analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. : 41621 Lot/Contr.No. : P180270
--	--

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		beiges Korn beige-colored particles	entspricht corresponds
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 105 °C	45.0 – 55.0	45.0
Gegenion counter-ion		Na ⁺	entspricht corresponds
Kapazität (eq/l) capacity		min. 1.7	2.1
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			17.08.2023
Lagerung (°C) storage			+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 20.08.2018

Christian Monsler

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.