

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA Tris-Glycin/SDS Elektrophorese Puffer (10x)	Kat.Nr./Cat.No. :	42529
SERVA Tris-Glycine/SDS electrophoresis buffer (10x)	Lot/Contr.No. :	P250220

Parameter parameter	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance	klare, farblose Lösung clear, colorless solution	entspricht corresponds
pH	8.4 – 8.9	8.7
Zusammensetzung composition		
TRIS (# 37180)	0.25 M	entspricht corresponds
Glycin/ Glycine (# 23390)	1.92 M	entspricht corresponds
SDS (# 20765)	1 %	entspricht corresponds
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life		08.07.2027
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 11.07.2025

Dr. Judith Koch

Jan Dennis Lorenzen

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.