

ANALYSENZERTIFIKAT

CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA Tris-SDS Probenpuffer pH 8.6 (10X)	Kat.Nr./Cat.No. : 42546
SERVA Tris-SDS sample buffer pH 8.6 (10X)	Lot/Contr.No. : P250223

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		blau-rote Lösung blue-red solution	entspricht corresponds
pH	1x konzentriert 1x concentrated	8.5 – 8.8	8.7
Zusammensetzung composition		entspricht corresponds	entspricht corresponds
Glycerin glycerol		25%	
TRIS		290 mmol/ l	
TRIS-HCl		210 mmol/ l	
Natriumdodecylsulfat sodium dodecyl sulfate		10%	
Bromphenolblau bromophenol blue		0.1%	
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			14.07.2027
Lagerung (°C) storage			+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
 Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 18.07.2025

Dr. Judith Koch

Jan Dennis Lorenzen

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.