

**ANALYSENZERTIFIKAT**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS



<b>Elektrodenochte lang</b>	<b>Kat.Nr./Cat.No. : 42987</b>
Electrode wicks long size	<b>Lot/Contr.No. : 240536</b>

<b>Parameter</b> parameter	<b>Spezifikation</b> specification	<b>Ergebnis</b> result
<b>Material</b> material	Filterkarton filter cardboard	entspricht corresponds
<b>Länge</b> length	240 x 6 x 1 mm	entspricht corresponds
<b>Anwendung</b> application	für Isoelektrische Fokussierung for Isoelectric focussing	entspricht corresponds
<b>Mindesthaltbarkeit</b> minimum shelf life		13.06.2029
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 17.06.2024**

Dr. Judith Koch

Jan Dennis Lorenzen

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
This report has been computer generated and does not contain a signature.