

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|--|---------------------------------|
| SERVA IPG BlueStrip 3-10 NL / 24 cm | Kat.Nr./Cat.No.: 43022 |
| | Lot/Contr.No. : IPG14116 |

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|--|--|--------------------------------|--------------------|
| Beschreibung description | Getrocknete Gelstreifen mit immobilisiertem pH-Gradienten. Die homogene Acrylamidmatrix ist an die Trägerfolie GEL-FIX™ kovalent gebunden, um das Gel zu stabilisieren. Dried gel strips with immobilized pH-gradient. The homogeneous acrylamide matrix is covalently bound to the support film GEL-FIX™ to stabilize the gel. | | |
| Proteintrennung (R_f) protein separation | β-Lactoglobulin | 0.17 – 0.24 | 0.23 |
| | Lectin | 0.35 – 0.42 | 0.42 |
| | Ribonuclease | 0.80 – 0.89 | 0.85 |
| Steigung des Gradienten slope of the gradient | Differenz der R _f -Werte von difference of the R _f -values for | | |
| | Ribonuclease/ Lectin | 0.43 – 0.51 | 0.43 |
| | Ribonuclease/ β-Lactoglobulin | 0.61 – 0.69 | 0.62 |
| Mindesthaltbarkeit minimum shelf life | | | 10/ 2015 |
| Lagerung (°C) storage | | | -15 bis/ to -25 |

| |
|---|
| <p>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle. We do not guarantee that the product can be used for a special application. This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.</p> |
|---|

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 06.08.2014

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.