

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS



| | |
|---|---------------------------------|
| SERVAGel(TM) TG PRiME(TM) 4 - 12 % | Kat.Nr./Cat.No. : 43274 |
| 10 cm x 10 cm, 1 mm, 10 sample wells | Lot/Contr.No. : V24011-1 |

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------|
| Beschreibung description | Gebrauchsfertige Polyacrylamid-Bisacrylamid Gele in einer Einweg-Plastikkassette zur Verwendung in der Gelelektrophorese von Proteinen. Format: 10 x 10 cm, Dicke: 1 mm, 10 Probestaschen Ready-to-use polyacrylamide-bisacrylamide gels in a disposable plastic cassette for use in gel electrophoresis of proteins. Format: 10 x 10 cm, Thickness: 1 mm, 10 sample wells | | |
| Testbedingungen testing conditions | Elektrophorese der SERVA Protein-Testmischung 6 für SDS PAGE unter Standardbedingungen bis Lauffront Gelende erreicht. Electrophoresis of SERVA Protein Test Mixture 6 for SDS PAGE under standard conditions until running front has reached end of gel. | | |
| Proteintrennung protein separation | Albumin (BSA) 67 kDa | entspricht/conform | entspricht/conform |
| | Carbonic anhydrase 29 kDa | entspricht/conform | entspricht/conform |
| | Trypsin inhibitor (soy bean) 21 kDa | entspricht/conform | entspricht/conform |
| Aussehen appearance | Die Proteintrennung zeigt scharfe und gerade Banden über den gesamten Trennbereich des Gels. Protein separation shows sharp and straight bands over the whole separation range of the gel. | | |
| Mindesthaltbarkeit minimum shelf life | | | 28.02.2025 |
| Lagerung (°C) storage | | | +2 bis/ to +8 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 01.02.2024

Dr. Judith Koch

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.