

ANALYSENZERTIFIKAT
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA HPE(TM) Silver Staining Kit	Kat.Nr./Cat.No. :	43395
	Lot/Contr.No. :	190098

Parameter parameter	Spezifikation specification	Ergebnis result
Inhalt content	Kit enthält Reagenzien zum Färben von 4 Large 2D HPE™ Gelen. Kit contains reagents to stain 4 large 2D HPE™ gels.	
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life		02.02.2020
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 31.01.2019

Christian Monsler

Marina Konter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.