

**ANALYSENZERTIFIKAT**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

**SERVA HPE(TM) Silver Staining Kit**

**Kat.Nr./Cat.No. : 43395**

**Lot/Contr.No. : 190177**

**Parameter**  
parameter

**Spezifikation**  
specification

**Ergebnis**  
result

**Inhalt**  
content

Kit enthält Reagenzien zum Färben von  
4 Large 2D HPE™ Gelen.  
Kit contains reagents to stain 4 large 2D  
HPE™ gels.

**Mindesthaltbarkeit**  
minimum shelf life

25.02.2020

**Lagerung (°C)**  
storage

+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**

**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 20.02.2019**

Christian Monsler

Daniela Lux-Helmstetter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**

This report has been computer generated and does not contain a signature.